

Nouveau Massager pour des traitements en profondeur

Pourquoi le Nouveau « Massager » CAP 55mm Ø est-il utile pour votre Centre ?

- Performances accrues à chaque séance, meilleur traitement du tissu adipeux
- Drainage pendant le traitement
- Traitements plus intenses avec une sensation de résultats décuplée
- Complète l'action de l'électrode capacitive elle-même
- Résultats encore plus efficaces

Quelles sont les indications du Nouveau « Massager » CAP 55mm Ø ?

- Mobilisation et traitement de la rétention d'eau au niveau des tissus adipeux superficiels
- Traitements de la cellulite, drainage et remodelage du corps
- Utilisation des électrodes CAP sans les toucher à la main, en toute sécurité
- Traitements plus complets